

Luna Basic 2

Pflegebett für die häusliche Pflege


NEW
2015



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten Luna basic 2



900x2000x120
max. 20 kg

1015

2250

335 / 400

745 / 810

31,7°

83°

-14,8°

140

95

Maße in mm, Gewicht in kg

Abweichungen bei Maße und Gewicht (15 mm und 1,5 kg) sind möglich

Komfortabel und praktisch

Dieses Standard- Pflegebett ist auch als Niederflurbett verwendbar, da die Lattenrosthöhe in zwei Höhen zu positionieren ist.

- Höhe Lattenrost 330mm oder 400mm
- einfach mit der mitgelieferten Handbedienung elektrisch verstellbar
- Metall- Lattenrost mit einer Hubhöhe von 410mm
- Liegefläche 900mm x 2000mm
- Handbedienung mit Sperrfunktion
- sichere Arbeitslast 175kg (Patient und Matratze)
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Knieknickverstellung, das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden
- zwei Paar Holz Seitengitter zum absenken oder sichern des Patienten

- Aufrichter mit Trapez- beidseitig montierbar
- vier bremsbare Räder
- formschöne Stirnteile mit Griffleisten zum schieben
- leicht zerlegbar und aufzubauen
- mittels mitgeliefertem Transportadapter einfach zu transportieren und zu lagern.

Ihre Wünsche sind entscheidend

Seit mehr als 58 Jahren ist VERMEIREN ein bedeutender Lieferant von Zubehör für die häusliche Pflege. Dabei streben wir stets nach der Erfüllung Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Aus diesem Grund ist jedes unserer Produkte das Ergebnis jahrelanger Erfahrung.



Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Strasse 4 - A-4061 Pasching
Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900
Fax: +43 (0) 7229 64900-90

www.vermeiren.at - info@vermeiren.at

Für weitere Informationen: Kontaktieren
Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.