

# *Küschall*<sup>®</sup> CHAMPION



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Wir bei Kuschall sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist. Der Kuschall Champion unterstützt dich dabei. Lass deiner Abenteuerlust und Leistungsfähigkeit freien Lauf - **befreie deine Welt von Grenzen.**

## **KÜSCHALL CHAMPION**

Der Kuschall Champion ist ein einzigartiger Rollstuhl, der die Fahrstabilität eines starren Rahmens mit der Funktionalität eines faltbaren Modells vereint. Er kombiniert modernes Design auf perfekte Weise mit einer erprobten hybriden Performance. Dank der „Swiss Knife“-Option lässt sich dein Kuschall Champion wie ein Schweizer Taschenmesser auf die Größe eines Rucksacks zusammenfalten, wodurch er zum perfekten Reisebegleiter für deine Abenteuer wird.

## **IM HYDRO- FORMING- VERFAHREN GEFERTIGT**

Stärke, Leichtigkeit und Stabilität: der hydrogeformte, vordere Rahmen des Kuschall Champion verbessert das Fahrverhalten, indem er die Steifigkeit erhöht. Durch die besondere, kantige und ergonomische Form kannst du dich leichter abstützen und umsetzen.

## COOLES DESIGN

■ Verbesserte Fahrperformance durch hydrogeformten Vorderrahmen für eine geringere Flexibilität (höhere Steifigkeit) im Kniebereich.

## LEICHTE AKTIV-BREMSE

■ Minimalistisches Design; Präzision bis ins kleinste Detail

## KLEINSTES PACKMASS

■ Dank der „Swiss Knife“-Option lässt sich der Champion auf die Größe eines Rucksacks zusammenfallen.



# Küschall® CHAMPION

## GREIFREIFEN VON CARBOLIFE

- Das innovative Greifreifenprofil ermöglicht einen kontrollierten, kraftsparenden Antrieb bei gleichzeitiger Stabilisierung des Handgelenks.

## HYBRIDER FALTMECHANISMUS

- Der Rollstuhl lässt sich mit einem Handgriff mühelos zusammenfallen, gleichzeitig verfügt der Champion über Fahreigenschaften eines Starrrahmen-Rollstuhls.

## EINZIGARTIGER FALTMECHANISMUS

- Schwerpunkt und Sitzhöhe lassen sich über die hintere Adapterplatte am Faltmechanismus exakt an deine Bedürfnisse anpassen.

## DIE SPUR HALTEN

- Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln für eine optimale Ausrichtung der Vorderräder

# HAUPTMERK- MALE

## EINZIGARTIG

Der Rahmen des KÜSCHALL Champion ist einzigartig: Er ist einfach und schnell zusammenfaltbar. Außerdem lässt er sich so einstellen, dass er genau zu dir passt. Deinen idealen Schwerpunkt kannst du durch neun verschiedenen Hinterradpositionen exakt einstellen. Die Feinjustierung des Schwerpunkts und die Anpassung der hinteren Sitzhöhe erfolgt über die hintere Adapterplatte.



## HYBRID

Hybrid heißt: Dieser Aktiv-Rollstuhl ist einerseits zusammenfaltbar, gleichzeitig verfügt er über die Fahreigenschaften eines Starrahmen-Rollstuhls - er ist also besonders leichtgängig, wendig und hat einen geringen Rollwiderstand. Dadurch ist der KÜSCHALL Champion auch bei der Fahrperformance ein echter Champion und hebt sich deutlich von anderen faltbaren Rollstühlen ab.

## KLEINSTES PACKMASS

Das Zauberwort heißt "Swiss Knife", kurz "SK". So nennen wir bei KÜSCHALL die Option, mit der sich der Champion extrem klein packen lässt. Dahinter steckt ein eigens entwickelter Mechanismus, durch den sich der Vorderrahmen nochmals nach innen klappen lässt. Kompakter geht nicht.



## WOW, ECHT KANTIG!

Jetzt haben wir etwas ganz Neues umgesetzt: Der Rahmen unseres Champions hat keine Kurven, sondern Kanten. Diese Konstruktion basiert auf der Hydroforming-Technologie. Die Kanten sind damit ideal zum Abstützen!

# DEIN CHAMPION - DEIN STYLE!

## 1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE\*



Verkehrsweiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Verkehrsblau



Karminrot

\*weitere Rahmenfarben optional erhältlich

## 2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



## 3 WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Schwarz



Rot



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

# TECHNISCHE DATEN

## SITZBREITE

360 - 480 mm  
in 20 mm Schritten



## SITZTIEFE

340 - 480 mm  
in 20 mm Schritten



## UNTERSCHENKEL- LÄNGE

320 - 500 mm  
in 10 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- HÖHE

300 - 465 mm  
in 15 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- WINKEL

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



## SITZHÖHE

Vorn: 450 - 540 mm  
Hinten: 390 - 490 mm



## RAHMENWINKEL

75° / 90°  
Standard- oder  
Adduktionsrahmen



## SCHWERPUNKT

9 Positionen



## RADSTURZ

0° / 1° / 3°



## GESAMTLÄNGE

75° ca. 930 mm  
90° ca. 830 mm



## GESAMTBREITE

SB + 160 - 240 mm



## GESAMTBREITE GEFALTET

ca. 280 - 340 mm



## GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 9.2 kg



## TRANSPORT- GEWICHT

ca. 6.7 kg



## MAX. NUTZER- GEWICHT

120 kg



Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.

# K

**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

Invacare GmbH  
Alemannenstraße 10  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

Küschall, Küschall Unlimit your world und Champion sind Marken von Invacare International GmbH. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der laufenden Optimierung des Produkts behält sich Invacare International GmbH das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern.  
© August 2019, Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DE - 1644812