

Permobil

# Explorer Mini



permobil

er Mini



# Förderung der frühkindlichen Entwicklung bei besonderen Bedürfnissen

Der Explorer Mini ist ein Elektrorollstuhl, der dazu dient, wichtige Stufen der frühkindlichen Entwicklung zu erreichen, indem er selbstinitiierte Bewegung für Kinder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen schon im Kleinkindalter ermöglicht.

## Größere Unabhängigkeit

Der Explorer Mini bietet Kleinkindern die Möglichkeit, durch Entdecken und Erkunden ihre Unabhängigkeit zu erhöhen. Das durchdachte und ansprechende Design und die Anpassungsmöglichkeiten bezüglich des Wachstums fördern die selbstständige Fortbewegung während der gesamten Entwicklungsphase des Kleinkindes.

## Kraft und Ausdauer entwickeln


Das intuitive Design bietet genau die richtige Unterstützung, damit Kinder Kraft, Ausdauer und eine aufrechte Körperhaltung entwickeln können.

## Stabile, aufrechte Haltung

Durch die belastbare Fußstütze, Sitzfläche und Tischplatte trägt der Explorer Mini zu einer sicheren, stabilen und aufrechten Haltung bei.

Der Explorer Mini ist leicht und problemlos zu transportieren. So können auch unterschiedliche Umgebungen selbstständig erkundet werden.

## Mobilität, dem Alter entsprechend entwickeln



Die Mittelsteuerung fördert die bilaterale Verwendung der oberen Extremitäten




Integrierter Tisch und Rückenlehne bieten Halt und Bewegungsfreiheit

# Explorer Mini - Technische Daten

Vorgesehener Altersbereich	12-36 Monate
Max. Benutzergewicht	16 kg
Max. Benutzergröße	100 cm
Max. Geschwindigkeit	2,3 km/h
Reichweite	5,4 km*
Überwindbare Hindernishöhe (mit Anfahren)	25 mm
Breite	490 mm
Länge	635 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Antriebselektronik	nVR2
Batterietyp	12 Volt-5 Ah AGM (2)
Sitzhöhe	307-550 mm
Gesamthöhe	730-930 mm
Gesamtgewicht (einschließlich Batterien)	24 kg

Den Rollstuhl selbst gestalten



Höhenverstellbar



Konturierte, verstellbare, abnehmbare Sitzfläche

Individuell positionierbar, um zunehmend selbstständig das eigene Körpergewicht tragen zu können.

Stabile Fußstütze mit rutschfester Oberfläche.

\*Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Fahrbedingungen  
Bitte beachten Sie, dass der Explorer Mini ein Medizinprodukt ist



Nachdem Sylvia nun seit ein paar Wochen im Explorer Mini sitzt, sehen wir wirklich viel Verlangen nach ihrer eigenen Unabhängigkeit. **Sie möchte ganz vieles selbst machen.**

- Sylvias Papa

Permobil

## Explorer Mini

Explorer Mini – ein Elektrorollstuhl, der entwickelt wurde, um wichtige Stufen der frühkindlichen Entwicklung zu erreichen, indem er selbstinitiierte Bewegung für Kinder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen schon im Kleinkindalter ermöglicht.

Ihr Fachhändler:

**permobil**

GEORG EGGER PRODUKTMANAGEMENT | Ihr Herstellervertreter in Österreich  
[www.georgegger.at/permobil](http://www.georgegger.at/permobil)



EXPLORERMINIDATASHEETATDE220420