

JOSI-pro

Das Multifunktionstalent

John
Qualität, die bewegt



Rücken-
verstellung



Crashtest



Sitztiefen-
verstellung



Flexibles
Sitzsystem



Sitzwinkel-
verstellung



Einstellbare
Fußbank



Faltbarkeit

Psst...Mich gibt's
auch in **sportlich!**

Mehr **Informationen**
gibt's hier:



Hier geht's zum
Anpassbogen:



JOSI-pro

Technische Daten

Hilfsmittelnummer:
18.99.01.2095

JOSI-pro Artikelnummer	Größe XS JP-30001	Größe S JP-30002	Größe M JP-30003	Größe L* JP-30004
Körpergröße	ca. 75 - 115 cm	ca. 105 - 145 cm	ca. 125 - 165 cm	ca. 150 - 185 cm
Spurbreite mit Spurverbreiterung oder E-Drive 16"	63 cm 72,5 cm	63 cm 72,5 cm	68 cm 77,5 cm	73 cm 82,5 cm
Innen-/Sitzbreite	bis 36 cm	bis 36 cm	bis 42 cm	bis 46 cm
Sitzhöhe inkl. Kissen	50 cm	57 cm	57 cm	59 cm
Sitztiefe	20 - 32 cm	25 - 40 cm	30 - 45 cm	35 - 50 cm
Unterbeinlänge	bis 32 cm	bis 36 cm	bis 42 cm	bis 47 cm
Rückenhöhe gesamt	73 cm	80 cm	90 cm	95 cm
Packmaße: BTH mit Absenkung	55 x 96 x 51 cm nicht kompatibel	55 x 97 x 60 cm 55 x 97 x 52 cm	60 x 99 x 64 cm 60 x 99 x 56 cm	66 x 103 x 64 cm 66 x 103 x 56 cm
Nutzergewicht	max. 35 kg	max. 50 kg	max. 70 kg	max. 90 kg
Zusätzl. Zulad. Tasche	max. 5 kg	max. 5 kg	max. 5 kg	max. 5 kg
Zusätzl. Zuladung Plattform med. Geräte	max. 15 kg	max. 15 kg	max. 15 kg	max. 15 kg

Diese Farben
sind erhältlich:



* Größe L ist **nicht** für die Fahrzeugbeförderung zugelassen.



Besuche uns auf
www.johngmbh.com