




JOSI-Wismi

www.johngmbh.com



WIR PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND 



JOSI-Wismi



Sitzschalenuntergestell



Reha-Karre
mit Schwenkrad



Reha-Karre



Fahrradanhänger





gefedert



Kantelung bis 35°



Buggy

Jogger

Anhänger



faltbar

JOSI-Wismi - überall dabei


- Aluminium-Rahmenkonstruktion
- Crashtest nach ISO 7176-19
- Schwerpunkteinstellung
- Zuladung 85 KG
- entwickelt und hergestellt in Deutschland



Sitzsystem für Reha-Karre

- verstellbare Kopfstütze
- anpassbare Körperpelotten
- Abduktionskeil verschiebbar
- einstellbare Tuberkante und Sitzbreite
- verschiebbare Fußbank
- 5-Punktgurt

Polsterung aus Weichschaum, mit Bezügen aus Abstandsgewirke und Nylongewebe



Sitzschalen und Begurtung

- 3D-Abdruck-Sitzschale
- Maß-Sitzschale
- Burstschultergurt
- Beckengurte und Sitzhosen





Ob in der Stadt, im Gelände, zu Fuß, am Fahrrad, mit oder ohne Sitzschale -
Blitzschnell verwandelt sich JOSI-Wismi in den richtigen Begleiter.



Reha-Karre

HMV-Nr.: 18.99.01.2092



Abbildung mit Zubehör

Sitzschalenuntergestell

HMV-Nr.: 26.99.01.1054



Abbildung mit Zubehör

Farben



*Erdbeerrot /
Anthrazit*



*Leuchtgrün /
Anthrazit*



*Wasserblau /
Anthrazit*



*weitere Farben und
Kombinationen sind möglich*



Zubehör



Hecktasche
abnehmbar



Erweiterung für
Sonnendach



Mosquitonetz / Regenschutz
mit Reißverschluss



AMF-Kraftknotenadapter
„PROSAFE“
nur für Ausführung Reha-Karre






Fahrraddeichsel
inkl. Sicherheitsleine
optionales Sicherheitskit



Schwenkrad
Vollgummi, inkl. Adaptersystem



Technische Daten



JOSI-Wismi Körpergröße

Größe S
bis 120 cm

Größe M
bis 150 cm

Größe L
bis 175 cm

Spurbreite (B)

79 cm

79 cm

79 cm

Länge (L)

156 cm

167 cm

178 cm

Höhe (H)

118 cm

118 cm

128 cm

Innenbreite (I)

44 cm

44 cm

44 cm

Pack Maße (BTH)

68 x 67 x 62 cm

68 x 67 x 62 cm

68 x 71 x 64 cm

Zuladung

85 KG

85 KG

85 KG

Gewicht

18 KG

19 KG

20,5 KG

(Rahmen mit Bespannung)

Antriebsräder

20"

20"

20"

Sitzbreite

bis 42 cm

bis 42 cm

bis 42 cm

Sitztiefe

bis 38 cm

bis 38 cm

bis 38 cm

Unterbeinlänge

bis 44 cm

bis 55 cm

bis 62 cm

Rückenhöhe gesamt

80 cm

80 cm

90 cm

Sitzhöhe

45 cm

45 cm

45 cm

(inkl. Kissen)

Kantelung

bis 35°

bis 35°

bis 35°

John GmbH

Ziddelrasen 1b - D-99830 Treffurt - Tel: +49 36923 8388-0 - Fax: +49 36923 8388-10 - info@johngmbh.com